

Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske



Die wichtigsten Vorteile


- Transparenter Maskendom für eine visuelle Überprüfung auf Blutungen, Vomitus und Spontanatmung
- Daumenstütze für maximale und gleichzeitig sanfte Abdichtung
- Komfortables Design und Textur
- Einfaches Zerlegen für die Reinigung
- Autoklavierbar bei 134° (außer Größe oA)
- Erhältlich in 7 Größen
- Die Maske Gr. 0 mit Bohrung begrenzt den Druck auf 40 cm H₂O und ermöglicht die sichere Beatmung von Kleinkindern mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg (ca. 3 Jahre)

Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske

Die Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske wurde für die Verwendung mit Beatmungsbeuteln und Beatmungsgeräten entwickelt. Der Maskenwulst ist selbstfüllend und ermöglicht so eine maximale und gleichzeitig sanfte Abdichtung. Der Cuffdruck ist regulierbar (außer bei Maskengröße oA).

Erhältliche Konfigurationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
000 313 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe oA für Säuglinge
000 314 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe o für Kleinkinder mit Bohrung (ausschließlich für Mark III und IV)
000 315 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe o für Kleinkinder
000 316 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 2 für Kinder
000 312 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 3/4 für Erwachsene/Jugendliche
000 317 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 5 für Erwachsene
000 319 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 6 für Erwachsene



Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske und Ambu Mark IV

Materialien

Bauteile	Material
Cuff	Silikon
Cuff Größe oA	Silikon mit Schaumfüllung
Maskendom	Polysulfon
Maskenanschluss	Silikon

Größen

Typ	Gewicht
oA Säuglinge	28 g
o Kleinkinder mit Bohrung	39 g
o Kleinkinder	38 g
2 Kinder	63 g
3/4 Erwachsene/Jugendliche	78 g
5 Erwachsene	105 g
6 Erwachsene	105 g



Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske und Ambu Oval Plus Silikon-Beatmungsbeutel

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 DK - 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 D-61231 Bad Nauheim
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de