


Ambu® BlueSensor™-Elektroden


QUALITÄT IN JEDER HINSICHT

Elektroden sollten einfach und ohne aufwändige Vorbereitung zu handhaben sein. Sie müssen Funktionen bieten, die sowohl den Patientenkomfort als auch die Benutzerfreundlichkeit gewährleisten, ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Signalqualität einzugehen. **Diese Vorteile bieten unsere BlueSensor Elektroden:**



DEZENTRIERTER ANSCHLUSS

- Verringert die Beeinträchtigung der Signalqualität durch äußere Einflüsse wie Ziehen an Anschlusskabeln und Druck auf die Elektroden.
- Ermöglicht dem Anwender das Anschließen und Trennen des Anschlusskabels, ohne Druck auf den Patienten oder den Sensorbereich auszuüben, wodurch das Risiko einer Ausbreitung des Gels und einer Ablösung des Klebstoffs von der Haut verringert wird.



NASSGEL

- Hochleitfähiges Nassgel, was den Kontakt zwischen Elektrode und Haut optimiert.
- Senkt die Hautimpedanz sofort und effektiv.



AG/AGCL SENSOR

- Ist derzeit (Stand März 2024) das Goldstandard-Biosensormaterial für Oberflächen-Elektroden.
- Garantiert eine stabile Signalqualität durch eine optimierte Umwandlung des biologischen Signals in ein elektrisches Signal.

BlueSensor SP und BlueSensor T EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Hochleitfähiges Nassgel senkt die Hautimpedanz und optimiert den Kontakt zwischen Haut und Elektrode
- Dezentrierter Anschluss sorgt für eine stabile Signalqualität, auch bei Bewegung
- Gewähltes Klebematerial eignet sich optimal für das Kurzzeitmonitoring auch bei körperlicher Belastung
- Okklusives Trägermaterial ist flüssigkeitsabweisend
- Hochwertiger Ag/AgCl Sensor gewährleistet eine stabile Signalqualität

BlueSensor SP



Größe: 42 x 38 mm

BlueSensor T



Größe: 57 x 35 mm

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
ambu.de

**WIR SIND
JEDERZEIT
GERNE FÜR SIE
ERREICHBAR**



AUSSENDIENST
Hier finden Sie Ihren
Ansprechpartner
Scannen Sie einfach
den QR-Code.

CUSTOMER SERVICE
Telefonnummer: 06032 9250 0
E-Mail: VID@ambu.com

Angebot gültig bis 15.02.2025. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versand. Nicht für Wiederverkäufer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Für alle Produkte sowie Zubehör gilt: Abbildung ähnlich.

AF - Sonderaktion Trainingsgeräte Winter 2024 - V01 - 112024 - Ambu GmbH. Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigung verändert werden.

PERFEKTES TRAINING FÜR LEBENSRETTETTER



Sonderaktion Trainingsgeräte
Aktionszeitraum: 15.11.2024 bis 15.02.2025

Ambu

AUF JEDE SITUATION PERFECT VORBREITET - UNSERE TRAUMA-TRAINER



Artikelnummer: WM24101-317U

Trauma-Trainer Professional - Ganzkörper

inkl. Trainingsbein für intraossäre Zugänge, Atemweg (intubierbar), Pneumothorax-Pads, i.v. Venenset, i.m.-Injektions-Pads, FAST 1 Pads, Koniotomie Austausch-Häute, Zähne-Set, Blutpulver, Gleitmittel, Trainingshose, Hartschalenkoffer, Bedienungsanleitung

AKTIONSPREIS
6.240,00 €




Artikelnummer: WM24LF03770U

Thoraxdrainage-Trainer

inkl. Torso mit Lunge, 3 Flüssigkeiten-Reservoirbeutel, Fußpumpe, 5 chirurgische Haut-Pads, subkutane Chirurgie-Pads, Trainingspad für Pflegekräfte, 5 Pneumothorax-Pads, Blutpulver, Methylcellulose-Bindemittel

AKTIONSPREIS
2.490,00 €



Artikelnummer: WM24800-100851

Z Medica Trauma-Trainer

Kosteneffiziente Trainingslösung zum Behandeln von Schnitt- und Schussverletzungen. Er stellt die Oberschenkelregion dar und kann mit hämostatischen Verbänden oder Ähnlichem verwendet werden, um große Wunden und die mit großem Blutverlust verbundenen Risiken zu behandeln.

AKTIONSPREIS
490,00 €

Artikelnummer: WM24TRAUMA01

Trauma-Advanced-Bundle

Inklusive AmbuMan Advanced und Trauma-Trainer Professional - Ganzkörper
Inklusive 1 Stk. Akku-Pack, 1 Stk. Steuerkonsole Apple iPad
Inklusive Produkteinweisung vor Ort

AKTIONSPREIS
14.999,00 €



LANGLEBIG, ROBUST UND REPARATURFÄHIG - UNSERE BLS TRAININGSGERÄTE

Artikelnummer: WM24BLS01

AKTIONSPREIS
1.529,00 €

Ambu iQF BLS-Familie + Ambu Junior

Inklusive AmbuMan Basic iQF, Ambu Junior und Ambu Baby iQF

Inklusive je 10 Stk. Ambu Gesichtsmasken für AmbuMan Basic und Ambu Baby, inklusive 10 Stk. Mund-Nase-Stücke und Ambu Abdichtungsringe für Ambu Junior, je 100 Stk. Ambu Einweg-Luftbeutel für AmbuMan Basic, Ambu Junior und Ambu Baby



Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben?

DANN ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER



AKTIONSPREIS
1.149,00 €

Artikelnummer: WM24A234404000

AmbuMan Instrument

Inklusive AmbuMan Instrument Torso* mit Trainingsjacke, 5 Stk. Ambu Gesichtsmasken, 100 Stk. Ambu Einweg-Luftbeutel, Sporttasche/ Trainingsmatte



Arm- und Beinset optional erhältlich

AKTIONSPREIS
1.599,00 €

Artikelnummer: WM24A268009000

AmbuMan Basic iQF Set aus 4 Stk.

Inklusive 4 Stk. AmbuMan Basic Torsi mit Trainingsjacke, 4 Stk. Ambu Gesichtsmasken, 100 Stk. Ambu Einweg-Luftbeutel, 2 Stk. Sporttaschen mit Rollen (für je zwei AmbuMan Basic)



*Arme und Beine nicht im Lieferumfang enthalten