

# Smart Stat Basic Simulator

Bild: Smart Stat Professional Simulator



## Die wichtigsten Vorteile

- Erweitertes Atemwegsmanagement
- EKG-Ableitung
- Herz- und Lungengeräusche
- i.v. Arm
- 12 Pulsmessstellen
- Beidseitige Thoraxdrainage
- Virtuelle Kapnometrie und Oxymetrie
- Kabellose Steuerung über iPad
- Lieferung im praktischen Hartschalenkoffer

## Smart Stat Basic Simulator

Der Smart Stat Basic ist ein hochmodernes Trainingsgerät zur Patientensimulation, das über ein iPad gesteuert wird. Dank des iPads wird eine neue Ebene des effektiven Trainings erreicht, da Leistungen des Kursteilnehmers übersichtlich auf einer Zeitachse im PDF-Format dargestellt werden. Ausbilder haben die Möglichkeit, Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie das Handeln der Kursteilnehmer in Notfallsituationen zu beurteilen. Leistungen und Trainingsabläufe können gespeichert werden, so ist eine nachträgliche Analyse problemlos möglich. Es können sowohl bereits erstellte Szenarios von der Bibliothek aufgerufen werden als auch eigene Trainings erstellt werden.

Der Smart Stat Basic Simulator ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

### Erweitertes Atemwegsmanagement

STAT Deluxe Airway Management Kopf, Zungenödem, Laryngospasmus, Koniotomie, ausbrechbare Zähne, anwendbar mit Larynxmaske, Endotrachealtubus, Larynx-tubus und Combitubus

### EKG

17 verschiedene Rhythmen über 4-Kanal-EKG, Defibrillation und Cardioversion, Schrittmachermodus anwendbar

### Soundeffekte

Herzgeräusche und Lungengeräusche

### Blutdruckarm

Unabhängig einstellbare systolische und diastolische Werte, Korotkoffgeräusche, Lautstärke regelbar

### i.v. Arm

Vollständige Punktionsmöglichkeit von Handrücken und Oberarm, Befüllen und Austritt von Flüssigkeiten, Titration, medikamentöse Therapie, Monitoring, Absichern scharfer Gegenstände (Sharps) und I.M.-Injektionen, große Bewegungsspanne

### Pulse

An 12 verschiedenen Stellen in Paaren: Arteria carotis, Arteria brachialis, Arteria radialis, Arteria femoralis, Arteria poplitea, Arteria dorsalis pedis. Systolischer Abfall des Blutdrucks auf unter 70 mm Hg, passt sich dem EKG-Rhythmus an.

### Thoraxentlastungspunktion

Rechts- oder linksseitig, partiell oder kompletter Pneumothorax, hörbare Luftgeräusche bei korrekter Punktion

### Thoraxdrainage

Realistischer Flüssigkeitsaustritt bei Durchführung der Drainage

### Virtuelle Kapnometrie und Pulsoximetrie

### Druckbare chronologische Übersichten des Trainings

einfache Installation, fertige Datensätze mit Beispielwerten, Ausdruck zur Nachbesprechung möglich

## Spezifikationen

Gewicht (in kg)	56
Abmessungen (in cm)	142,24 x 71,12 x 30,48
Länge ganzer Körper (in cm)	183

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
282 078 000	<b>Smart Stat Basic Simulator</b> Inklusive: iPad, USB-Kabel, Blutdruckmanschette, Hartschalenkoffer, Trainingshose, 10 Koniotomie Austausch-Häute, 4 I.M.-Injektion Pads, 6 Pneumothorax-Pads, 3 Zähne-Sets, i.v. Venenset, Kaltgerätekabel, 220V Adapter für iPad

Zubehör**	
282 000 521	Traumakit Professional
282 000 522	Traumakit Standard
282 071 000	Amputiertes Bein blutend
282 072 000	Amputierter Arm blutend
282 075 000	Xtreme Traumakit Professional
Auf Anfrage.	Xtreme Traumakit Standard
Auf Anfrage.	Xtreme Traumakit PLUS*
282 083 000	Xtreme Trauma-Bein blutend
282 076 000	Xtreme Trauma-Arm blutend
282 077 000	Xtreme Trauma-Arm
282 084 000	Batteriebein
282 060 000	Trainingsbein für intraossäre Zugänge

Ersatzteile**	
Auf Anfrage.	10 Koniotomie Austausch-Häute
	4 Injektions Pads
	i.v. Ersatzhaut
	i.v. Venenset
	4 Pneumothorax-Pads
	Künstliches Blut in Pulverform
	3 Zähne-Sets

\* Ergänzung zu Xtreme Traumakit Standard

\*\* Auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Xtreme Trauma-Arm blutend



Lieferung inklusive iPad

Distributed  
by Ambu

### Vertriebsgesellschaft:

Ambu GmbH  
In der Hub 5  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de

### Hersteller:

Simulaids, Inc.  
PO Box 1289  
16 Simulaids Drive  
Saugerties NY 12477