

DATENBLATT

Der Ambu aCart Compact ist ein moderner, mobiler Wagen.

Er bietet einen praktischen Aufbewahrungskorb und ist portabel, ohne viel Platz zu beanspruchen.

Eine moderne mobile Arbeitsstation

Der aCart Compact Wagen ermöglicht einen schnellen Einsatz, wenn Sie zu einem Notfall müssen oder die klinische Umgebung wechseln. Er ist auch ideal für die Ambulanz oder für Arztpraxen mit begrenztem Platzangebot geeignet.

Robust und portabel

Das minimalistische Design und die Auswahl der gewichtsparenden Materialien wurden gezielt eingesetzt, um ein einfaches Manövrieren und Transportieren des aCart Compact zu ermöglichen. Dennoch ist er robust und stabil genug, um Ihre wertvolle endoskopische Ausrüstung zu schützen.

Zertifiziert von der DGKH

(Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene)

Die pflegeleichten Oberflächen und die Bauweise des aCart Compact ermöglichen ein schnelles Reinigen und Desinfizieren des aCart Compact.

Ambu® aCart™ Compact



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Höhenverstellbare Infusionsstange
- Ergonomischer Handgriff / Kabelaufwicklung
- Monitorhalterung
- Ablagefläche
- Endoskophalter
- Säule mit integriertem Kabelkanal
- Aufbewahrungskorb für Zubehör und Kabel
- Sockel mit vier feststellbaren Doppel-Lenkrollen

Ambu

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Breite	530 mm (20,86 in)
Höhe, ohne Infusionsstange	1.320 mm (51,97 in)
Höhe, mit Infusionsstange	min. 1.511 mm (59,49 in) / max. 2.351 mm (92,55 in)
Tiefe	610 mm (24,02 in)
Paket Abmessungen (B/H/T)	590/1.180/360 mm (23,23/46,46/14,17 in)

Gewicht

Total	23 kg (50,71 lbs)
-------	-------------------

Belastbarkeit

Höchstbelastung	35 kg (50,71 lbs)
Ablagefläche	10 kg (22 lbs)
Monitorhalterung	14 kg (30,8 lbs)
Korb	3 kg (6,6 lbs)
Infusionsstange	5 kg (11 lbs)
Vario Halterung (separat erhältlich)	8 kg (17,6 lbs)

Geräteklassifizierung

Europa	Klasse I, CE zertifiziert gemäß DIN EN 60601-1
--------	--

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur	10 - 40°C (50 - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	30 - 75 %
Atmosphärischer Druck	70 - 106 kPa

Lagerung

Lagerungstemperatur	-25 - 70°C (-13 - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Atmosphärischer Druck	50 - 120 kPa

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
KU.9713.800	Ambu aCart Compact	1 Stk.
ZUBEHÖR		
HA.3000.991	Vario Halterung	1 Stk.
	Ambu aCart Compact Box Aufbewahrungsbox	1 Stk.



Ambu

Distributoren:

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Supplier:

ITD GmbH
Sportplatzstraße 3
84381 Johanniskirchen
Deutschland
www.itd-cart.com